



# DATAGEST SOFTWARE

LE LOGICIEL DE GESTION DES DONNÉES EST TOUJOURS FOURNI AVEC N'IMPORTE QUEL LOGICIEL GIBITRE ET PERMET LA GESTION DES RÉSULTATS DE TEST, STATISTIQUES, LIMITES DE TOLÉRANCE, CLIENTS, PRODUITS, TRAITEMENTS DE VIEILLISSEMENT

## Généralités

Le programme Datagest est l'instrument de gestion Database toujours installé en parallèle de tous les programmes contrôlant les appareils Gibitre.

Celui consiste à :

- Sélectionner, filtrer, imprimer, exporter et analyser les résultats des tests mémorisés avec tous les appareils connectés
- Préparer les procédures d'essais définissant les conditions de tests e les résultats à produire
- Définir les limites de tolérance pour chaque produit en insérant manuellement ou en utilisant l'analyse

statistique, (moyenne et déviation standard) des résultats sauvegardés

- Préparer des rapports de tests multi-instruments en utilisant l'éditeur de rapports intégré au programme.

## Base de données SQL Standard Gibitre

Tous les programmes Gibitre sauvegardent les résultats d'essais dans la base de données SQL standard de Gibitre. La base de données peut être installée dans une instance SQL présente sur le serveur de l'entreprise. En alternative, un moteur SQL (version express) est installé avec les programmes.

**Importer et exporter des données** est très simple.

Datagest comprend des outils configurables pour définir les modalités de synchronisation des données avec votre programme de gestion d'entreprise et pour exporter des données et des courbes vers d'autres plateformes dans le format de votre choix. La synchronisation des données permet de garantir la traçabilité des résultats, d'éviter les erreurs de saisie et d'insérer l'identification du test pour tous les instruments connectés à l'aide de lecteurs de codes-barres.

